

REFLEJO EN CAPA <u>SUPERIOR</u>

Vista en sección transversal.





Imagen reflejada en la parte SUPERIOR del vidrio, sin distorsión. SIN DISTORSIÓN

REFLEJO EN CAPA INFERIOR

Vista en sección transversal de un espejo de aluminio.



Superficie reflejada en la parte POSTERIOR del vidrio.

IMAGEN DOBLE



Los acabados de la montura sí importan

Soldadura plana y ergonómica.

Más cómodo para el paciente mientras retrae la mejilla.



ACTEON PRODONT-HOLLIGER



Acabado satinado.

Previene el reflejo de la luz en los ojos. Evita la fatiga ocular.



Prensado óptimo.

Sin bordes afilados. La montura se adapta al espejo. Sin retención de sangre ni suciedad.



ACTEON PRODONT-HOLLIGER





TECNOLOGÍA PURE REFLECT®

Exclusiva de ACTEON PRODONT-HOLLIGER.

Inspirado por la industria aeroespacial.

Sin distorsión (reflejo en capa anterior).




Luminosidad óptima.




Sin distorsión de color ni de forma. Imagen precisa y nítida.

El auténtico reflejo de color



Longitudes de onda visibles (nm)
*Fuente: laboratorio CNRS - Francia 12/2013




ESPEJOS DE BOCA

Desde el diagnóstico hasta el tratamiento,

un gran beneficio para todas las actividades clínicas dentales.

El examen visual es el primer paso para el diagnóstico. Se merece un reflejo con colores reales para un rendimiento óptimo.







FF| FCT[®] Competitor



Pro "E c herr perm de los las e Permit con c

> El se ha he

ESPEJOS MICROSCÓPICOS

El microscopio perfectamente visible

- Facilita el acceso al vértice.
- Se aprecia una visión precisa de la cámara pulpar.
- Ahorre espacio en la cavidad bucal: manipule los instrumentos y los microespejos con comodidad.







Visibilidad óptima





of. H.Tassery, Marsella

in mi práctica clínica liaria, el espejo Pure eflect® se vuelve una amienta valiosa que ite la visión perfecta si tonos y detalles de structuras dentales. e trabajar sin fatiga, o sin ayudas visuales pas o microscopios. espejo Pure Reflect® ha vuelto esencial y echo que los espejos tradicionales hayan caducado."

ESPEJOS FOTOGRÁFICOS



Prof. JF.Lasserre, Burdeos

"La luminosidad excepcional y la fidelidad cromática definen a los espejos Pure Reflect® como herramientas indispensables para una fotografía intrabucal cualitativa."

Comunicación efectiva con los pacientes.

Marque la diferencia con la tecnología Pure Reflect®.






PURF RFFI FCT®

Titanio.

- Resaltan el tratamiento dental y la restauración para promover y realzar su práctica.
- Realice fotografías de casos clínicos de libros, publicaciones y registros de pacientes.





Vestibular.







Lingual.





Todos nuestros espejos son de doble cara. Realizados en cristal. 8 tamaños disponibles



Mango

Permite sostener el espejo de la foto y retraer la mejilla al mismo tiempo.

ocumento no contractual - Copyright © 2018 ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U. Todos los derechos reservados.

www.acteongroup.com/es

Fotos:

1- Courtesía del Dr. Tassery.

2- Courtesía del Dr. Cochet.

