

VISTASCAN

DIGITAL DIAGNOSTICS



PLAN REMOVE VISTASCAN MINI EASY 2.0

700€ de descuento por un antiguo sensor intraoral o escáner de placas de fósforo*

*promoción aplicable a cualquier marca y modelo



PLAN REMOVE VISTASCAN MINI VIEW 2.0

1.000€ de descuento por un antiguo sensor intraoral o escáner de placas de fósforo*

*promoción aplicable a cualquier marca y modelo

VISTASCAN MINI EASY 2.0

Escáner para placas intraorales

Escáner para placas intraorales de todos los tamaños (opcional 1,3,4). Conexión Red.

- **Pantalla de cristal a color**
- **Concepto "Fácil Alimentación"**
Alimentación rápida y fiable, 100% protegido contra la luz.
- **Alta resolución**
40 LP teórica / 22 LP real.
- **Escaneo súper rápido**
Escaneado de una PSP de tamaño 2 desde 4 segundos.
- **Interfaz LAN**
Alta fiabilidad.

DESCUBRE MÁS SOBRE VISTASCAN MINI EASY 2.0



VISTASCAN MINI VIEW 2.0

Escáner para placas intraorales

Escáner para placas intraorales de todos los tamaños.

- **Pantalla táctil de alta resolución** De 1280x720 por 16,7 Mio colores.
- **Concepto "Fácil Alimentación"**
5 guías de entrada de placa magnética diferentes, fácilmente intercambiables.
- **Alta resolución** 40 LP teórica / 22 LP real.
- **Escaneo súper rápido**
Escaneado de una PSP de tamaño 2 desde 4 segundos.
- **Interfaces flexibles** WiFi / LAN.
- **Memoria interna** 8GB.
- **Luz ambiental**
A través de la herramienta de servicio VistaScan puede elegir entre 65.535 colores.

INCLUYE SMART READER

DESCUBRE MÁS SOBRE VISTASCAN MINI VIEW 2.0



VISTASCAN SMART READER

Automatiza el flujo de trabajo de la clínica haciéndolo más rápido y seguro, vinculando la placa de imagen IQ directamente al nombre del paciente.




1. Asignar la placa radiográfica

Con el VistaScan Smart Reader, asigne las placas radiográficas al paciente en VistaSoft. De esta forma, el VistaScan Mini View 2.0 está listo para la toma.



2. Escanear la placa radiográfica

Ahora, escanee las placas radiográficas de diferentes pacientes en cualquier orden consecutivamente.



3. Imagen radiográfica encontrada

VistaSoft asigna las imágenes radiográficas al paciente indicado automáticamente.



Sales rep. zona centro / Madrid
Sales rep. Cataluña
Sales rep. Levante / Baleares
Sales rep. Andalucía / Canarias
Sales rep. zona norte
Sales rep. Portugal
Dental care & Higiene Specialist Portugal

Iván Ortega 629 283 063
Carolina Mora 639 446 715
Marta Miragall 627 679 206
Manuel Ruiz 666 198 385
Santiago Calleja 671 646 576
Philip Manteigas +351 916 111 201
Patrícia Ferreira +351 910 134 224

Contacto

info@durr dental.com
Tel. +34 937 18 33 35
www.durr dental.com

